

製品安全データシート

会 社 : オリエンタル酵母工業株式会社
住 所 : 〒526-0804 滋賀県長浜市加納町 50
担 当 部 署 : 長浜事業所 生化学生産開発センター
品質管理室
電 話 番 号 : 0749-64-2346
F A X 番 号 : 0749-63-7910
作 成 : 2007 年 6 月 1 日

製品名 : r₂M

物質の特定

単一製品・混合物の区別 : 単一製品
化学名 : Recombinant human ₂-microglobulin
成分名及び含有量 : 1 mg/mL 以上
化学式または構造式 : 分子量 11,762, アミノ酸配列より算出した値
CAS No. :

危険有害性の分類

分類の名称 : 分類基準に該当せず
危険性 : 通常の状態では特に危険性はない
有害性 : データなし
環境影響 : データなし

応急処置

眼に入った場合 : 直ちに清浄な流水で 15 分以上洗眼し, 異常があれば眼科医の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合 : 付着部または接触部を多量の水で良く洗浄し, 異常があれば医師の手当てを受ける。
吸入した場合 : 新鮮な空気の場合に移動させる。異常があれば医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合 : 水で口の中を良く洗浄し, 多量の水を飲ませる。異常があれば医師の手当てを受ける。

火災時の措置

消火方法 : 本品は不燃性のため, 一般火災に準ずる。
消 火 剤 : 水, 炭酸ガス, その他一般火災に準ずる。

漏出時の措置

飛沫等が皮膚に付着したり吸入しないように拭き取る。
作業の際には保護具を着用する。

取り扱い及び保管上の注意	
取り扱い	: 吸い込んだり, 眼, 皮膚および衣服に触れないように取り扱いには注意する.
保管	: 5 以下 (長期保存の場合は - 20 以下)

暴露防止措置	
保護具	: 必要に応じ保護眼鏡, マスク, 保護手袋等を着用する.
設備対策	: 必要に応じ, 洗眼設備を設置する.

物理 / 化学的性質	
外観等	: 無色透明の液体 280 nm (19,850 M ⁻¹ cm ⁻¹), 水溶液は中性で安定.

危険性情報 (安定性・反応性)	
引火点・発火点	: データなし
安定性・反応性	: 比較的安定

有害性情報	: データなし
-------	---------

環境影響情報	: データなし
--------	---------

廃棄上の注意	: 一般廃棄物に準ずる.
--------	--------------

輸送上の注意	: 5 以下
--------	--------

適用法令	: 該当なし
------	--------

その他	:
-----	---

このMSDSは基本的な取り扱いについて記述したもので製品の安全保証を意図して作られたものではありません。従って実際に取り扱う場合はここで記載した情報を参考にし、充分注意して御取り扱い下さい。