

# オリエンタル酵母の特注飼料

## 脂肪分60%カロリー比高脂肪飼料

# HFD-60



昨年弊社では、新型の成型機を導入することにより特注飼料の成型性をアップすることが可能となりました。この度お客様からのニーズにお答えし、これまで粉末品で供給させていただいていた高脂肪配合の『脂肪分60%カロリー比高脂肪飼料』を固型品にて新発売いたしますので、何卒ご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

	成分概算値 (%)	カロリー (kcal/kg)	カロリー比 (%)
総カロリー	—	5062	—
蛋白質	23.0	922	18.2
脂肪	35.0	3150	62.2
可消化炭水化物	25.3	990	19.6
繊維	6.6	—	—

**標準価格** ¥35,000/2kg×5

**※照射品** ¥45,000/2kg×5

(30kGy)

### 基礎配合

	g/kg diet
ミルクカゼイン	256.0
レーシステン	3.6
マルトデキストリン	60.0
α-コーンスターチ	160.0
シュークロース	55.0
大豆油	20.0
ラード	330.0
粉末セルロース	66.1
AIN-93G-MX	35.0
炭酸カルシウム	1.8
AIN-93-VM	10.0
重酒石酸コリン	2.5
小計	1000.0g

### ご使用上の注意

- GLP対応飼料ではありませんのでコンタミネント類の分析は対応しておりません。分析値がご入用の場合は実費にて承りますので、弊社営業担当者にご相談下さい。
  - 本製品は受注生産品ですので、ロット指定等のご希望には沿いかねますことを予めご容赦下さい。
  - 保管は冷蔵で、製造から3ヶ月以内を目安にお使い下さい。
- お問い合わせは下記営業所、関連会社にて承っております。

### オリエンタル酵母工業株式会社 バイオ事業本部 ライフサイエンス部

〒174-8505 東京都板橋区小豆沢3-6-10 TEL 03-3968-1192 FAX 03-3968-4863

URL <http://oyc-bio.jp/>

E-mail [fbi@oyc.co.jp](mailto:fbi@oyc.co.jp)

東京バイオ営業所

札幌営業所

大阪バイオ営業所

(株)オリエンタルバイオサービス

(株)オリエンタルバイオサービス関東

(株)ケーピーティーオリエンタル

〒174-8505 板橋区小豆沢3-6-10

〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2 TEL 011-261-6591 FAX 011-222-0755

〒564-0043 吹田市南吹田4-4-1

〒615-0882 京都市右京区西京極葛野町28

〒305-0031 つくば市吾妻3-15-15

〒841-0071 鳥栖市原古賀町976-2

TEL 03-3968-1163 FAX 03-3968-1196

FAX 011-222-0755

TEL 06-6338-1095 FAX 06-6384-7692

TEL 075-322-1177 FAX 075-322-0232

TEL 0298-58-0115 FAX 0298-58-2931

TEL 0942-81-2400 FAX 0942-81-2401


# HFD-60の給餌データ

## <マウスを用いたHFD-60給餌試験>



使用動物: C57BL/6Jマウス、オス、5週齢

飼料: 高脂肪食群; HFD-60











コントロール群; AIN-93M



左: AIN-93M 右: HFD-60



\* P<0.05 \*\* P<0.0005



N.S. 有意差なし

※ 給餌試験に関する詳細情報をご希望される方は、弊社営業担当までお気軽にお申し付け下さい。